

ST&G Corporation

www.stngco.com e-mail: info@stngco.com

2691 Saturn Street, Brea, CA 92821, USA
Tel : 1-714-524-0663 Fax : 1-714-364-8113

Room No. 609, 43, Yangsan-ro
Yeongdeungpo-gu
SEOUL 07270
South Korea
Tel : 82-2-6267-8195 Fax : 82-2-6267-8199



Authorized Representative
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany
Tel: +49 511 6262 8630 Fax: +49 511 6262 8633



REF : P211A

English - Pediatric Tube Clamp Assembly 22mm, Al
Spanish - Tubo de extensión con adaptador 22 mm, al.

Weight: 133 g

Weight Limit: 55 kg/ 121 lbs

Torque recommendation:

Alignment adjustment set screw – 6 Nm

8

i-01

1

1. Aplicación

El tubo de extensión con adaptador P211A en aluminio se ha de utilizar exclusivamente para las prótesis de amputados de miembro inferior.

2. Descripción

El tubo de extensión con adaptador P211A se puede conectar a cualquier adaptador piramidal y a cualquier adaptador de 22 mm. El tubo se debe cortar a la medida necesaria de acuerdo a la estatura del paciente. El corte debe ser perpendicular al eje longitudinal del tubo. Todos los bordes deben ser lijados por dentro y por fuera. El tubo debe estar completamente introducido en el adaptador y en contacto completo con la base daptador. Los cuatro tornillos prisioneros se utilizan para el anclaje del adaptador piramidal y para los ajustes de alineamiento. Apriete los tornillos al torque sugerido y asegurelos con loctite al finalizar los ajustes.

3. Warranty

Warranty applies only when the product is used as intended without modification, following all manufacturer's recommendations. ST&G offers 1 year warranty.

4. Declaration of Conformity

ST&G as manufacturer declares that the P211A, Pediatric Tube Clamp Assembly, Al conforms to the requirements of 93/42/ EEC Guideline.

Notice

Tighten the all screws, which are side by side, using the torque wrench

6

3

1. Application

The P211A, Pediatric Tube Clamp Assembly 22mm, Al is to be exclusively used for the prosthetic fitting of lower extremity amputations.

2. Description

The Pediatric Tube Clamp Assembly 22mm, Al is used to connect any pyramid system component and 22 mm tube clamp. The tube must be shortened as necessary to fit with patient’s measurement. The cut surface must be perpendicular to the axis of the tube. All burrs from inner and outer surface of the tube must be removed properly. The tube must be fully inserted and completely in contact with the base of the rim inside the tube clamp. The four set screws are used for anchoring the mating pyramid system as well as for making angular adjustment for alignment. Apply recommended torque to pylon clamp screws and alignment adjustment screws for connection. Apply loctite to all screws once the alignment and connection is finalized.

3. Garantía

La garantía se aplica sólo cuando el producto se ha utilizado según su uso previsto, sin modificaciones y siguiendo todas las recomendaciones del fabricante. ST&G ofrece 2 años de garantía.

4. Marcado CE y Clasificación

El tubo P211A es un dispositivo sanitario de Clase I, no estéril, sin función de medición. Este equipo cumple con la Directiva del Consejo 93/42/EEC por la que se regulan los productos sanitarios.

Nota

Utilice una llave dinamométrica para apretar los tornillos.

Patient Data

Height: _____

Weight: _____

Age: _____

Sex: Male Female

Length of residual limb: _____ cm

Date of fitting: _____ / _____ / _____ .

LOT Number: _____

Special remarks regarding the patient

Description of problem/ Reason for return

