



ENGLISH

MD	Medical Device
-----------	----------------

INTENDED USE

The device is intended to immobilize the shoulder and/or elbow

Indications for use

For shoulder conditions that may benefit from immobilizing the shoulder, such as:

- Pre or post-operative
- Soft tissue repairs/strains
- Shoulder instabilities/injuries

No known contraindications.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before use. Keep them for future reference.

Any serious incident in relation to the device must be reported to the manufacturer and relevant authorities.

Never wear the device directly over an open wound.

The patient should stop using the device and contact a healthcare professional:

- If there is a change or loss in device functionality, or if the device shows signs of damage or wear hindering its normal functions.
- If any pain, skin irritation, or unusual reaction occurs with the use of the device.

The device is for single patient – multiple use.

USAGE

Device Application

- Unfasten the hook straps of the shoulder straps.
- Place forearm into the device and position against the rib cage. Bring the shoulder straps straight up and over the shoulders (**Fig. 1**).
- Place the shoulder straps criss cross against the back (**Fig. 2**) and fasten the hook straps onto the front of the device (**Fig. 3**).
- Adjust the strap length to adjust the elbow to a 90° position.

- Secure the arm against the body by attaching the swathe strap to the device. Place one end of the strap to the device. Encircle the affected arm and bring it around the back. Secure loose end to the front of the sling (**Fig. 4**).

Device Removal

Unfasten the Swathe strap first. Unfasten the hook straps of the shoulder straps to remove the arm out of the device.

Cleaning and care

- Machine-wash with a mild detergent at cold temperature (30°C).
- Air dry.

Note: Secure the hook and loop fasteners before washing to avoid damaging the textiles.

Note: Do not tumble dry, iron, bleach, or wash with fabric softener.

Note: Avoid contact with salt water or chlorinated water. In case of contact, rinse with fresh water and air dry.

DISPOSAL

The device and packaging must be disposed of in accordance with respective local or national environmental regulations.

LIABILITY

Össur does not assume liability for the following:

- Device not maintained as instructed by the instructions for use.
- Device assembled with components from other manufacturers.
- Device used outside of recommended use condition, application, or environment.

FRANÇAIS

MD	Dispositif médical
-----------	--------------------

UTILISATION PRÉVUE

Le dispositif est destiné à immobiliser l'épaule et/ou le coude

Indications

Pour les affections de l'épaule qui peuvent bénéficier d'une immobilisation de l'épaule :

- Pré ou post-opératoire
- Entorses/Réparations des tissus mous
- Instabilités/traumatismes de l'épaule

Aucune contre-indication connue.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Lire attentivement ces instructions avant utilisation. Les conserver pour référence ultérieure.

Tout incident grave concernant le dispositif doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes.

Ne jamais mettre le dispositif sur une blessure ouverte.

Le patient doit cesser d'utiliser le dispositif et contacter un professionnel de santé :

- en cas de changement ou de perte de fonctionnalité du dispositif, ou si le dispositif présente des signes de dommages ou d'usure empêchant son fonctionnement normal.
- En cas de douleur, d'irritation de la peau ou de réaction inhabituelle lors de l'utilisation du dispositif.

Le dispositif est destiné à un seul patient et des utilisations multiples.

UTILISATION

Mise en place du dispositif

- Détacher les sangles à crochets des sangles d'épaules.
- Placer l'avant-bras dans le dispositif et le positionner contre la cage thoracique. Ramener les sangles d'épaules verticalement et par-dessus les épaules (**Fig. 1**).
- Entrecroiser les sangles d'épaules contre le dos (**Fig. 2**) et fixer les sangles à crochets sur l'avant du dispositif (**Fig. 3**).
- Ajuster la longueur de la sangle pour placer le coude dans une position à 90°.
- Placer le bras contre le corps en attachant la sangle Swathe au dispositif. Placer une extrémité de la sangle sur le dispositif. Entourer le bras affecté et faire passer la sangle Swathe dans le dos. Fixer l'extrémité libre à l'avant de l'écharpe (**Fig. 4**).

Retrait du dispositif

Détacher d'abord la sangle Swathe. Détacher les sangles à crochets des sangles d'épaules pour retirer le bras du dispositif.

Nettoyage et entretien

- Laver en machine avec un détergent doux à basse température (30°C).
- Laisser sécher à l'air libre.

Remarque : fixer les fermetures à crochet et à boucle avant le lavage pour éviter d'endommager les textiles.

Remarque : ne pas sécher en sèche-linge, repasser, utiliser d'eau de javel ou laver avec un assouplissant.

Remarque : éviter tout contact avec de l'eau salée ou chlorée. En cas de contact, rincer à l'eau douce et laisser sécher à l'air.

MISE AU REBUT

Le dispositif et l'emballage doivent être mis au rebut conformément aux réglementations environnementales locales ou nationales en vigueur.

RESPONSABILITÉ

Össur décline toute responsabilité dans les cas suivants :

- Le dispositif n'est pas entretenu comme indiqué dans les instructions d'utilisation.
- Le dispositif est assemblé avec des composants d'autres fabricants.
- Le dispositif utilisé en dehors du cadre recommandé concernant les conditions d'utilisation, l'application ou l'environnement.

ESPAÑOL

MD	Producto sanitario
-----------	--------------------

USO PREVISTO

El dispositivo está diseñado para inmovilizar el hombro y el codo.

Indicaciones para el uso

Para afecciones del hombro que pueden beneficiarse de la inmovilización del hombro, como:

- Antes o después de intervenciones quirúrgicas
- Reparaciones o torceduras del tejido blando
- Inestabilidades/lesiones del hombro

No se conocen contraindicaciones.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Lea estas instrucciones con atención antes del uso. Guárdelas para futuras referencias.

Cualquier incidente grave en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a las autoridades pertinentes.

No use nunca el dispositivo directamente sobre una herida abierta.

El paciente debe interrumpir el uso del dispositivo y ponerse en contacto con un profesional sanitario:

- Si se produce un cambio o una pérdida en la funcionalidad del dispositivo o si el dispositivo muestra signos de daño o desgaste que dificultan sus funciones normales.
- Si experimenta algún dolor, irritación de la piel o reacción inusual con el uso del dispositivo.

El dispositivo ha sido diseñado para varios usos por parte de un solo paciente.

USO

Colocación del dispositivo

- Desabroche las correas de fijación de las correas de los hombros.
- Coloque el antebrazo en el dispositivo y sitúelo contra la caja torácica. Lleve las correas de los hombros hacia arriba y páselas sobre los hombros (**Fig. 1**).
- Coloque las correas de los hombros entrecruzadas contra la espalda (**Fig. 2**) y abroche los engarces de las correas en la parte frontal del dispositivo (**Fig. 3**).
- Ajuste la longitud de la correa para poner el codo en una posición de 90°
- Asegure el brazo contra el cuerpo fijando la banda al dispositivo. Fije un extremo de la banda al dispositivo. Rodee el brazo afectado y la espalda del paciente. Fije el extremo suelto de la banda a la parte frontal del cabestrillo (**Fig. 4**).

Eliminación del dispositivo

Primero desabroche la banda. Desabroche los engarces de las correas de los hombros para sacar el brazo del dispositivo.

Limpieza y cuidado

- Lavar a máquina con un detergente suave a temperatura fría (30°C).
- Dejar secar al aire.

Nota: Abrochar los cierres de fijación adhesiva antes del lavado para no dañar los tejidos.

Nota: No secar en secadora, planchar, usar lejía ni lavar con suavizante de ropa.

Nota: Evitar el contacto con agua salada o agua clorada. En caso de contacto, aclarar con agua dulce y secar al aire.

ELIMINACIÓN

El dispositivo y el envase deben eliminarse de acuerdo con las normas medioambientales locales o nacionales correspondientes.

RESPONSABILIDAD

Össur no asumirá responsabilidad alguna ante las siguientes circunstancias:

- El dispositivo no se mantiene según lo indicado en las instrucciones de uso.
- Al dispositivo se le aplican componentes de otros fabricantes.
- El dispositivo se utiliza de forma distinta a las condiciones de uso, aplicación o entorno recomendados.

NORSK

MD	Medisinsk utstyr
-----------	------------------

TILTENKT BRUK

Enheten er ment å immobilisere skulder og/eller albue

Indikasjoner for bruk

For skuldertilstander som kan ha nytte av å immobilisere skulderen, for eksempel:

- Før eller etter operasjon

- Bløtvevsreparasjoner/belastninger
- Ustabiliteter/skader i skuldrene

Ingen kjente kontraindikasjoner.

GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les disse instruksjonene nøye før bruk. Behold dem for fremtidig referanse.

Enhver alvorlig hendelse i forbindelse med enheten må rapporteres til produsenten og relevante myndigheter.

Bruk aldri enheten direkte over åpne sår.

Pasienten må i følgende tilfeller avslutte bruken av enheten og ta kontakt med helsepersonell:

- Hvis funksjonaliteten ved enheten endres eller går tapt, eller hvis enheten viser tegn til skade eller slitasje som hindrer normal funksjon.
- Hvis det oppstår smerter, hudirritasjoner eller uvanlige reaksjoner ved bruk av enheten.

Enheten kan bare brukes av én pasient – flere ganger.

BRUK

Montering av enheten

- Løsne borrelåsene på skulderstroppene.
- Plasser underarmen i enheten og plasser den mot ribbeina. Før skulderstroppene rett opp og over skuldrene (**fig. 1**).
- Plasser skulderstroppene på kryss over ryggen (**fig. 2**) og fest borrelåsstroppene på forsiden av enheten (**fig. 3**).
- Juster stroppens lengde for å justere albuen til en 90° posisjon.
- Fest armen mot kroppen ved å feste støttestroppen til enheten. Fest den ene enden av stroppen til enheten. Omkrans den berørte armen og bring den rundt ryggen. Fest den løse enden til forsiden av slyngen (**fig. 4**).

Fjerning av enheten

Løsne støttestroppen først. Løsne borrelåsene på skulderstroppene for å ta armen ut av enheten.

Rengjøring og vedlikehold

- Maskinvask med et mildt vaskemiddel ved kald temperatur (30°C).
- Lufttørk.

Merk: Fest borrelåsfestene før vask for å unngå skade på tekstilene.

Merk: Ikke tørk i tørketrommel, stryk, bruk blekemiddel eller vask med skyllemiddel.

Merk: Unngå kontakt med saltvann eller vann med klor. Ved kontakt, skyll med ferskvann og lufttørk.

KASSERING

Enheten og emballasjen må kastes i henhold til de gjeldende lokale eller nasjonale miljøforskriftene.

ERSTATNINGSANSVAR

Össur påtar seg ikke noe ansvar for følgende:

- Enheter som ikke vedlikeholdes slik det står i bruksanvisningen.
- Enheter som er satt sammen med komponenter fra andre produsenter.
- Enheter som brukes utenfor anbefalte bruksforhold, bruksområder eller miljø.

DANSK

MD	Medicinsk udstyr
-----------	------------------

TILSIGTET ANVENDELSE

Enheden er beregnet til at immobilisere skulder og/eller albue

Indikationer for brug

Til skuldertilstande, der kan have gavn af skulderimmobilisering, såsom:

- Præ- eller postoperativ
- Reparationer/belastninger af blødt væv
- Ustabilitet/skader i skulderen

Ingen kendte kontraindikationer.

GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs disse anvisninger grundigt før brug. Opbevar dem til senere reference.

Enhver alvorlig hændelse i forbindelse med enheden skal rapporteres til producenten og de relevante myndigheder.

Brug aldrig enheden direkte på et åbent sår.

Patienten skal stoppe med at bruge enheden og kontakte en læge:

- Hvis der er sket en ændring i eller et funktionstab for enheden, eller hvis enheden viser tegn på skader eller slitage, der hindrer dens normale funktionalitet.
- Hvis der opstår smerter, hudirritation eller en usædvanlig reaktion ved brug af enheden.

Enheden er beregnet til en enkelt patient – til brug flere gange.

BRUG

Påsætning af enheden

- Løsн burrebåndene på skulderremmene.
- Sæt underarmen ind i enheden, og anbring den mod brystkassen. Før skulderremmene lige op og over skuldrene (**fig. 1**).
- Lad skulderremmene krydse hinanden over ryggen (**fig. 2**), og fastgør burrebåndene på forsiden af enheden (**fig. 3**).
- Tilpas remlængden for at justere albuen til en 90 ° position.
- Placér armen sikkert mod kroppen ved at fastgøre svøberemmen til enheden. Fastgør den ene ende af remmen til enheden. Omkrans den påvirkede arm og placér den omkring patientens ryg. Fastgør den løse ende til den forreste del af slyngen (**fig. 4**).

Fjernelse af enheden

Løsн svøberemmen først. Løsн burrebåndene på skulderremmene for at tage armen ud af enheden.

Rengøring og vedligeholdelse

- Maskinvaskes med et mildt rengøringsmiddel ved lav temperatur (30°C).
- Lufttørres.

Bemærk: Fastgør burrebåndene før vask for at undgå at beskadige tekstilerne.

Bemærk: Må ikke tørretumbles, stryges, bleges eller vaskes med skyllemiddel.

Bemærk: Undgå kontakt med saltvand eller klorvand. I tilfælde af kontakt skylles med ferskvand og lufttørres.

BORTSKAFFELSE

Enheden og emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med de respektive lokale eller nationale miljøbestemmelser.

ANSVARSRASKRIVELSE

Össur påtager sig intet ansvar for følgende:

- Enheder, der ikke er vedligeholdt som beskrevet i brugsanvisningen.
- Enheder, der er samlet med komponenter fra andre producenter.
- Enheder, der ikke anvendes ifølge de anbefalede brugsbetingelser, formål eller miljøer.

SVENSKA



Medicinteknisk produkt

AVSEDD ANVÄNDNING

Enheten är avsedd att immobilisera axeln och/eller armbågen

Användningsområde

För axelbesvär som kan dra nytta av immobilisering av axeln, såsom:

- Före eller efter en operation
- Mjukvävnadsreparationer/-sträckningar
- Instabiliteter/skador i axeln

Inga kända kontraindikationer.

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs noga igenom dessa instruktioner före användning. Spara dem för framtida bruk.

Alla allvarliga händelser i samband med enheten måste rapporteras till tillverkaren och relevanta myndigheter.

Använd aldrig enheten direkt ovanpå ett öppet sår.

Patienten ska sluta använda enheten och kontakta

sjukvårdspersonal:

- Om någon av produktens funktioner ändras eller inte längre fungerar, eller om produkten visar tecken på skada eller slitage som hindrar dess normala funktioner.
- Om det uppstår smärta, hudirritation eller en ovanlig reaktion vid användning av enheten.

Enheten är avsedd för enpatientnsbruk, men kan användas flera gånger av samma patient.

ANVÄNDNING

Applisering av produkt

- Lossa axelremmarnas fästremmar.
- Placera underarmen i produkten och placera mot bröstkorgen. För axelremmarna rakt upp och över axlarna (**bild 1**).
- Korsa axelremmarna över patientens rygg (**bild 2**) och sätt fast fästremmarna på produktens framsida (**bild 3**).
- Justera remlängden för att justera armbågen till 90°.
- Säkra armen mot kroppen genom att sätta fast immobiliseringsremmen på produkten. Fäst ena änden av remmen på produkten. Dra remmen runt den skadade armen och därefter runt patientens rygg. Fäst den lösa änden på framsidan av mitellan (**bild 4**).

Borttagning av produkt

Lossa immobiliseringsremmen först. Lossa axelremmarnas fästremmar för att ta bort armen ur produkten.

Skötsel och rengöring

- Maskintvätt med ett ml tvättmedel vid kall temperatur (30°C).
- Lufttorka.

Obs! Sätt ihop kardborrefästena före tvätt så att textilierna inte skadas.

Obs! Får inte torktumlas, strykas, blekas eller tvättas med sköljmedel.

Obs! Undvik kontakt med saltvatten eller klorerat vatten. Vid kontakt, skölj med sötvatten och lufttorka.

KASSERING

Enheten och förpackningsmaterialet ska kasseras i enlighet med lokala eller nationella miljöbestämmelser.

ANSVAR

Össur fräsäger sig allt ansvar för följande:

- Enhet som inte underhållits enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
- Enhet som monterats tillsammans med komponenter från andra tillverkare.
- Enhet som används under andra än rekommenderade förhållanden, användningsområden eller miljöer.

SUOMI



Lääkinnällinen laite

KÄYTTÖTARKOITUS

Laite on tarkoitettu pitämään olkapää ja/tai kyynärpää paikoillaan.

Käyttöaiheet

Olkapäävaivat, joiden hoidossa voi olla hyötyä olkapään liikkumattomuudesta, esimerkiksi

- ennen leikkausta tai sen jälkeen
- pehmytkudosten korjaukset/rasitusvammat
- olkapään epävakaus/vammat.

Ei tiedettyjä vasta-aiheita.

YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä ne tulevaa tarvetta varten.

Kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista tapahtumista on ilmoitettava valmistajalle ja asianomaisille viranomaisille.

Älä koskaan käytä laitetta suoraan avohaavan päällä.

Potilaan pitää lopettaa laitteen käyttö ja ottaa yhteyttä

terveydenhuollon ammattihenkilöön:

- jos laitteen toiminta muuttuu tai huonontuu tai jos laitteessa näkyy vaurioita tai kulumista, jotka estävät sen normaaleja toimintoja
- jos laitteen käytön yhteydessä ilmenee kipua, ihoärsytystä tai epätavallisia reaktioita.

Laite on tarkoitettu yhden potilaan käyttöön, ja se on kestokäyttöinen.

KÄYTTÖ

Laitteen pukeminen

- Irrota olkahihnojen koukkuhihnat.
- Pane kyynärvarsi laitteeseen rintakehää vasten. Vedä olkahihnat suoraan ylös ja olkapäiden ylitse (**kuva 1**).
- Pane olkahihnat ristiin selkää vasten (**kuva 2**) ja kiinnitä koukkuhihnat laitteen etupuolelle (**kuva 3**).
- Säädä kyynärpää 90 asteen kulmaan säätämällä hihnan pituutta.
- Tue käsivarsi kehoa vasten kiinnittämällä laitteeseen sidehihna. Pane hihnan toinen pää laitteeseen. Kierrä hihna oireilevan käsivarren ympäri ja vie se selän ympäri. Kiinnitä hihnan irtonainen pää kantositeen eteen (**kuva 4**).

Laitteen irrottaminen

Avaa Swathe -hihna ensin. Irrota käsi laitteesta irrottamalla olkahihnojen koukkuhihnat.

Puhdistus ja hoito

- Konepesu miedolla pesuaineella kylmässä lämpötilassa (30°C).
- Kuivaa ilmassa.

Huomautus: Kiinnitä koukku- ja silmukkakiinnikkeet ennen pesua, jotta tekstiilit eivät vahingoitu.

Huomautus: Älä rumpukuivaa, silitä, valkaise tai käytä huuhteluinetta.

Huomautus: Vältä kosketusta suolaveden tai klooratun veden kanssa. Jos laite joutuu kosketuksiin tällaisten aineiden kanssa, huuhtele se raikkaalla vedellä ja anna kuivua.

HÄVITTÄMINEN

Laite ja pakkaus on hävitettävä paikallisten tai kansallisten ympäristömääräysten mukaisesti.

VASTUU

Össur ei ole vastuussa seuraavista:

- Laitetta ei ole huollettu käyttöohjeissa neuvotulla tavalla.
- Laitteen kokoonpanossa käytetään muiden valmistajien osia.
- Laitteen käytössä ei noudateta suositeltua käyttöolosuhdetta, käyttökohdetta tai käyttöympäristöä.

HRVATSKI



Medicinski proizvod

NAMJENA

Proizvod je namijenjen imobilizaciji ramena i/ili lakta

Indikacije za upotrebu

Za stanja ramena u kojima bi bilo korisno napraviti imobilizaciju, kao što su:

- predoperativno ili postoperativno
- obnavljanja/istegnuća mekog tkiva
- nestabilnosti/ozljede ramena

Bez poznatih kontraindikacija.

OPĆE UPUTE ZA SIGURNOST

Prije uporabe pažljivo pročitajte ove upute. Sačuvajte ih za buduću uporabu.

Svaki ozbiljni incident u vezi s proizvodom mora se prijaviti proizvođaču i nadležnim tijelima.

Nikada nemojte nositi uređaj izravno na otvorenoj rani.

Pacijent bi trebao prestati upotrebljavati proizvod i obratiti se

zdravstvenom djelatniku:

- Ako dođe do promjene ili gubitka funkcionalnosti proizvoda ili ako pokazuje znakove oštećenja ili istrošenosti koji ometaju njegove normalne funkcije.
- Ako tijekom upotrebe proizvoda dođe do boli, iritacije kože ili neuobičajene reakcije.

Proizvod je namijenjen jednom pacijentu – višestruka primjena.

UPOTREBA

Primjena proizvoda

- Otkopčajte trake s kukama na naramenicama.
- Stavite podlakticu u uređaj i prislonite je uz prsni koš. Podignite naramenice ravno gore i preko ramena (**slika 1**).
- Postavite naramenice križno uz leđa (**slika 2**) i pričvrstite trake s kukama na prednji dio uređaja (**slika 3**).
- Prilagodite duljinu trake kako biste lakat postavili u položaj pod 90°.
- Pričvrstite ruku uz tijelo pričvrščivanjem zavoja na uređaj. Stavite jedan kraj trake na uređaj. Kružno pomaknite zahvaćenu ruku i približite je leđima. Pričvrstite labavi kraj na prednji dio naramenice (**slika 4**).

Uklanjanje uređaja

Najprije otpustite zavoj. Otpustite trake s kukama na naramenicama kako biste izvadili ruku iz uređaja.

Čišćenje i njega

- Strojno perite blagim deterdžentom na niskoj temperaturi (30 °C).
- Sušiti na zraku.

Napomena: prije pranja pričvrstite čičak-trake kako ne biste oštetili tekstil.

Napomena: nemojte sušiti u sušilici rublja, glačati, izbjeljivati ni prati omekšivačem.

Napomena: nije dopušten kontakt sa slanom ni kloriranom vodom. U slučaju kontakta isperite slatkom vodom i osušite na zraku.

ZBRINJAVANJE

Proizvod i pakiranje moraju se zbrinuti u skladu s odgovarajućim lokalnim ili nacionalnim propisima za zaštitu okoliša.

ODGOVORNOST

Tvrtka Össur ne preuzima odgovornost za sljedeće:

- Neodržavanje proizvoda u skladu s uputama za upotrebu.
- Sastavljanje proizvoda s komponentama drugih proizvođača.
- Upotreba proizvoda izvan preporučenih uvjeta, namjene i okruženja za upotrebu.

Össur Americas
27051 Towne Centre Drive
Foothill Ranch, CA 92610, USA
Tel: +1 (949) 382 3883
Tel: +1 800 233 6263
ossurusa@ossur.com

Össur Canada
2150 – 6900 Graybar Road
Richmond, BC
V6W OA5 , Canada
Tel: +1 604 241 8152

Össur Nordic
Box 7080
106 07 Kista, Sweden
Tel: +46 1818 2200
info@ossur.com

Össur Iberia S.L.U
Calle Caléndula, 93 -
Miniparc III
Edificio E, Despacho M18
28109 El Soto de la Moraleja,
Alcobendas
The Netherlands
Tel: +800 3539 3668
Tel: +31 499 462840
info-europe@ossur.com

Össur Deutschland GmbH
Melli-Beese-Str. 11
50829 Köln
Deutschland
Tel: +49 (0) 800 180 8379
info-deutschland@ossur.com

Össur Europe BV – Italy
Via Baroaldi, 29
40054 Budrio, Italy
Tel: +39 05169 20852
orders.italy@ossur.com

Össur APAC
2F, W16 B
No. 1801 Hongmei Road
200233, Shanghai, China
Tel: +86 21 6127 1707
asia@ossur.com

Össur UK Ltd
Unit No 1, S-Park
Hamilton Road
Stockport SK1 2AE, UK
Tel: +44 (0) 8450 065 065
ossuruk@ossur.com

Össur Europe BV – Italy
Via Baroaldi, 29
40054 Budrio, Italy
Tel: +39 05169 20852
orders.italy@ossur.com

Össur Australia
26 Ross Street,
North Parramatta
NSW 2151 Australia
Tel: +61 2 88382800
infosydney@ossur.com

Össur South Africa
Unit 4 & 5
3 on London
Brackengate Business Park
Brackenfell
7560 Cape Town
South Africa
Tel: +27 0860 888 123
infosa@ossur.com

SLING AND SWATHE

