



## ENGLISH

### INTENDED USE/INDICATIONS:

The intended use for wrist bracing products is to provide stability, support, and / or immobilization to the wrist joint for patients recovering from a wrist injury or surgery.

### INTENDED USERS:

The intended user should be a licensed professional, the patient, or patient's caregiver. The user should be able to read, understand and be physically capable to perform all the directions, warnings and cautions provided in the information for use.

### CONTRAINDICATIONS:

Not Applicable.

### ⚠️ WARNINGS AND PRECAUTIONS:

- If you experience, or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.
- This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your licensed health care professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.
- For single patient use only.

### INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Open thumb orthosis flat, place on affected thumb and wrap around thumb and secure thumb strap.
2. Wrap wrist strap snugly, securing to both hook along wrist area.
3. Re-adjust as necessary for comfortable fit.
4. Interchangeable flexible, rigid and malleable stays can be removed if desired.

### USE AND CARE:

Hand wash in 30°C (86°F) water with mild soap, rinse thoroughly. Rinse and lay flat to air dry. Do not machine wash or tumble dry.

### MATERIAL CONTENT:

Aluminum, Nylon, Polyester

### WARRANTY:

Breg products come with a limited warranty against manufacturing and material defects. No other warranty, expressed or implied, is given and no affirmation of or by seller, by words or action, will constitute a warranty. Please see [www.breg.com](http://www.breg.com)

### DISPOSAL:

Dispose of product according to local regulations.

## FRANÇAIS

### UTILISATION/INDICATIONS :

L'utilisation prévue des orthèses de poignet est de fournir une stabilité, un soutien et/ou une immobilisation à l'articulation du poignet pour les patients qui se remettent d'une blessure au poignet ou d'une intervention chirurgicale.

### UTILISATEURS VISÉS :

L'utilisateur visé doit être un professionnel agréé, le patient ou un soignant. L'utilisateur doit pouvoir lire, comprendre et être physiquement capable de suivre toutes les instructions, tous les avertissements et toutes les mises en garde figurant dans les informations d'utilisation.

### CONTRE-INDICATIONS :

Sans objet.

### ⚠️ AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS :

- Si vous ressentez ou éprouvez une augmentation de la douleur, du gonflement, de l'irritation de la peau ou des effets indésirables lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement votre médecin.
- Ce dispositif ne préviendra ni ne réduira toutes les blessures. Une rééducation correcte et la modification des activités sont également une partie essentielle d'un programme de traitement sûr. Consultez votre professionnel de la santé agréé au sujet du niveau d'activité sûr et approprié à maintenir pendant le port de ce dispositif.
- Pour un seul patient uniquement.

### MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrez l'orthèse du pouce à plat, placez-la sur le pouce touché, puis enroulez-la autour du pouce et fixez la sangle de pouce.
2. Enroulez fermement le bandage pour poignet, en le fixant aux deux crochets le long de la zone du poignet.
3. Réajustez si nécessaire pour un ajustement confortable.
4. Les armatures flexibles, rigides et malléables interchangeables peuvent être retirées à votre convenance.

### UTILISATION ET ENTRETIEN :

Lavez à la main dans l'eau à 30 °C (86 °F) avec un savon doux, rincez soigneusement. Rincer et laisser sécher à plat à l'air libre. Ne pas laver en machine ni mettre au sèche-linge.

### MATÉRIAUX :

Aluminium, nylon, polyester.

### GARANTIE :

Les produits Breg offrent une garantie limitée contre les défauts de fabrication et des matières. Aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est donnée et aucune affirmation du vendeur, orale ou écrite, ne constituera de garantie. Veuillez consulter [www.breg.com](http://www.breg.com)

### MISE AU REBUT :

Veuillez mettre ce produit au rebut en conformité avec les règles locales.

## ESPAÑOL

### USO INDICADO/INDICACIONES:

La férula para la muñeca está indicada para brindar estabilidad, apoyo y/o inmovilización a la articulación de la muñeca en aquellos pacientes que se están recuperando de una lesión o cirugía de muñeca.

### USUARIOS PREVISTOS:

Este producto está indicado para aquellos profesionales autorizados, pacientes o cuidadores de pacientes. El usuario debe ser capaz de leer y comprender todas las instrucciones, advertencias y precauciones detalladas en las instrucciones de uso, además de contar con la capacidad física para seguirlas.

### CONTRAINDICACIONES:

No aplicable.

### ⚠️ ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Si experimenta un dolor o le aumenta uno que ya tenía, se le produce una inflamación, irritación cutánea o cualquier otro tipo de reacción adversa mientras usa este producto, consulte inmediatamente con un facultativo.
- Este producto no previene ni reduce todas las lesiones. La rehabilitación y el cambio de actividad son una parte muy importante de cualquier programa de tratamiento seguro. Para conocer el nivel de actividad segura y adecuado a la hora de utilizar este producto, consulte con un profesional sanitario autorizado.
- Para uso de un solo paciente.

### INSTRUCCIONES DE USO:

1. Ortesis de pulgar abierta, colóquela en el pulgar afectado y envuélvela alrededor del pulgar asegurando la correa del pulgar.
2. Envuelva la correa de la muñeca de manera cómoda, asegurándola con ambos ganchos a lo largo del área de la muñeca.
3. Vuelva a ajustarlo según sea necesario hasta conseguir un ajuste cómodo.
4. Las varillas intercambiables flexibles, rígidas y maleables pueden quitarse si lo desea.

### USO Y CUIDADOS:

Lavar a mano con agua a 30°C (86°F) y jabón suave, y enjuagar bien. Aclarar bien y dejar secar al aire. No lavar a máquina ni usar secadora.

### MATERIALES:

Aluminio, nailon, poliéster.

### GARANTÍA:

Los productos Breg ofrecen una garantía limitada contra defectos de fabricación y materiales. No se ofrece ninguna otra garantía, expresa ni implícita. Ninguna afirmación del vendedor, por palabras o acciones, constituirá garantía alguna. Visite [www.breg.com](http://www.breg.com)

### ELIMINACIÓN:

Deseche el producto conforme a la normativa local.

AW-1,95002 Rev E 05/25  
© 2025 Breg, Inc. All rights reserved.  
[www.breg.com](http://www.breg.com)  
Fax: +1-760-795-5295  
Local: +1-760-795-5440  
Toll Free Tel: 1-800-321-0607  
Carlsbad, CA 92008 USA  
2382 Fordway Avenue, Suite 300



[breg.com/premierthumbstays](http://breg.com/premierthumbstays)



## Premier Thumb Splint with Stays

Attelle de pouce Premier avec armatures  
Férula para el pulgar Premier con varillas

NOTICE TO USERS: If any serious incident has occurred in relation to the device, report to Breg and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

AVIS AUX UTILISATEURS : Si un incident grave survient avec le dispositif, signalez-le à Breg et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur ou le patient est situé.

AVISO PARA LOS USUARIOS: Si se produce un incidente grave debido a este dispositivo, informe a Breg y a la autoridad competente del Estado miembro donde esté establecido el usuario o el paciente.

