

**MONTAGEANLEITUNG
FÜR 1K190**


**NOTICE DE MONTAGE POUR
1K190**

A) VERWENDUNG

Dieses Teil ist für Patienten bis zu 125 kg (getragene Last inklusive) geeignet.

B) VERBINDUNGEN

Dieses Teil kann an seinen beiden Enden **1** und **2** mit jeder weiblichen Pyramide verwendet werden.



A) UTILISATION

Ce composant est destiné à des patients dont le poids, charge portée incluse, n'excède pas 125 kg.

B) CONNEXIONS

Ce composant peut être connecté, à ses deux extrémités **1** et **2**, à tout composant de type pyramide femelle.

**ASSEMBLING INSTRUCTIONS
FOR 1 K 190**


**INSTRUCCIONES DE
MONTAJE PARA 1K190**

A) USE

This component is appropriate for patients up to 125 kg, carried load included.

B) CONNECTIONS

This component can be assembled at its both ends **1** and **2** to any female pyramidal component.



A) UTILIZACION

Este adaptador se utiliza para pacientes cuyo peso, carga incluida no exceda 125 kg.

B) CONEXIONES

Este adaptador admite por ambos lados **1** y **2**, cualquier dispositivo de conexión con pirámide hembra.